



簡易DNA抽出キット version 2(抽出キット)\*



遠心操作不要！

真菌(カンジダ)コロニーからのDNA抽出の一例(熱抽出法)



抽出操作は簡便だが…


- ・ PCR前に遠心装置を使用
- ・ DNA抽出量が少なくなる可能性がある

〈抽出キットを用いたカンジダコロニーからのDNA抽出と増幅〉

プレート培養したカンジダコロニーを採取し、抽出キットを用いてDNA抽出しPCR増幅。



電気泳動でカンジダコロニー由来のDNA増幅を確認



\*抽出キットは研究用途としてのみ使用して下さい。尚、ヒト、動物への医療、臨床診断等に使用しないでください。